

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de
Servicio

402010902

N° Notificación

302804473

Cliente N° 1639869	Razón Social E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Nombre comercial E.S.E HOSPITAL REGIO
Dirección AV DE LAS AMERICAS KRA 35, Duitama, Colombia, 15238		Contacto Marlon Sanchez	Teléfono (57)87626210
Fecha de servicio 04.05.2022	Fecha de notificación 04.05.2022	Modelo FORCE FX-C ELECTRO BISTURI	Patrimonio NA
Contrato NA		Tipo de Atención Planned Maintenance	Taller MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
Problema Informado MANTENIMIENTO CORRECTIVO		Causar información NA	Horas Equipo NA
Ingeniero Geraldine Romero		NA	

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio 04.05.2022	Fecha de Cierre 04.05.2022	Mano de Obra 0,0	Traslado NA
<p>SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, EN DONDE SE RETIRA LA SUCIEDAD SUPERFICIAL ALLI ENCONTRADA. SE INFORMA QUE EL EQUIPO NO EVIDENCIA LA PRESENCIA DE FLUIDO BIOLÓGICO EN NINGUNA DE SUS PARTES. SE DESCARGAN CODIGOS DE ERROR ENCONTRANDO ERROR 163, EL CUAL NO FUE POSIBLE REPLICAR. SE HIZO CALIBRACION SEGUN FARBCA, SE HICIERON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE 3 DIAS Y NO FUE POSIBLE REPLICARLO. ESTE ERROR PUEDE PRESENTARSE EN CONEXIONES ELECTRICAS QUE TENGAN PROBLEMAS DE TIERRA O TENGAN TIERRA FLOTANTE, POR LO ANTERIOR SE PIDE A LA INSTITUCION VERIFICAR LA TIERRA DONDE SE CONECTA EL EQUIPO EN SALAS DE CIRUGIA. DE ACUERDO A LA CALIBRACION SEGUN FABRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS DEL FABRICANTE.</p>			

NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
S6123340AX	10884524002620	FORCE FX-CS FORCE FX 110V X1	NA	NA	FORCEFX-CS

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-FORCEFXC	SERVICIO FORCE FX-C ELECTRO BISTURI	NA	NA

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
----------	--------	-------------	---------------	---------------

ORDEN DE SERVICIO

			N° Orden de Servicio 402010902		N° Notificación 302804473	
Cliente N° 1639869	Razón Social E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			Nombre comercial E.S.E HOSPITAL REGIO		
Dirección AV DE LAS AMERICAS KRA 35, Duitama, Colombia, 15238			Contacto Marlon Sanchez		Teléfono (57)87626210	
Fecha de servicio 04.05.2022	Fecha de notificación 04.05.2022	Modelo FORCE FX-C ELECTRO BISTURI			Patrimonio NA	
Contrato NA			Tipo de Atención Planned Maintenance		Taller MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	
Problema Informado MANTENIMIENTO CORRECTIVO		Causar información NA		Horas Equipo NA		
Ingeniero Geraldine Romero			NA			

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio 04.05.2022	Fecha de Cierre 04.05.2022	Mano de Obra 0,0	Traslado NA
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------

Servicio Concluido: Sí ☒ No ☐ Evento Adverso: Sí ☐ No ☒ Equipo Disponible: Sí ☒ No ☐

Recibido Por

GERALDINE ROMERO C.
Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Geraldine Romero C
Fecha: 04 / 05 / 2022

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO
Nombre: _____
Fecha: ____/____/____

Cliente/Usuario
Nombre: _____
Fecha: ____/____/____

Calle 47 No. 5 - 26 - Piso 2 PBX: 7568787 E-mail:directorlaboratorios@tecnicaelectromedica.com
Bogota, D.C. - Colombia

Nombre del Cliente:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				
Dirección:	AV DE LAS AMERICAS CR 35	Ciudad:	DUITAMA		
Reportado por:	MARILYN REYES	Cargo:	ENFERMERA JEFE		
Solicitud de servicio No:		Telefono:			
Tipo de Contrato:		Tipo de Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Fecha y Hora Inicio del Servicio:	15/06/202218:07

INFORMACION DEL EQUIPO

Equipo:	ELECTROBISTURI	Ubicación:	SALAS DE CIRUGÍA
Marca:	COVIDIEN	Serie:	S6I23340AX
Modelo:	FORCE FX		
Horas de Funcionamiento:		Placa TEM S.A No.	NA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Cumple con el Proceso de Limpieza y Desinfección:	SI	
Parametros de potencia:	SI	
POTENCIA CUT PROGRAMADA:		
30:	29.5	
90:	88.8	
200:	191.6	
POTENCIA COAG PROGRAMADA:		
30:	28.1	
90	82.1	
120	120= 112.8	
CHEQUEO DE POTENCIAS	SI	
ACTIVACION DE ALARMAS	SI	
CABLE AC	SI	
ESTADO GENERAL	SI	

OBSERVACIONES:

Se realiza inspección y verificación encontrando el equipo en buen estado físico, se realiza limpieza general externa, limpieza de accesorios y verificación de conectores.

Se procede con el encendido del equipo sin novedades, se realizan varias pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación con analizador de electrocirugía.

En las pruebas realizadas se evidencia que el equipo se encuentra en rango y en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante.RF3039396038

Imagen del servicio:




ACCESORIOS Y REPUESTOS

NOMBRE	CANT.	DESCRIPCION	INST.	

Servicio Concluido	SI
El equipo se entrega funcionando dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante	SI
Equipo Fuera de servicio	NO
El equipo requiere ser retirado fuera de la institución para ser evaluados en nuestros laboratorios	NO
Requiere cotización	NO

M= Malo. R= Regular. B= Bueno. COT= Cotizar. N/A= No Aplica. INST= Instalado. CANT= Cantidad.

Representante del Servicio	Fecha y Hora Fin de Servicio	Recibimos en Conformidad
<p>Firma por TECNICA ELECTROMEDICA</p>  <p>Fecha: 15/06/2022 20:18 Nro: 1655334428</p> <p>Aclaración de Firma</p>	<p>15/06/2022 20:18</p>	<p>Firma por parte del Cliente</p>  <p>Fecha: 15/06/2022 20:18 Nro: 1655334428</p> <p>MARILYN REYES</p> <p>Nombre: MARILYN REYES</p> <p>Cargo: ENFERMERA JEFE</p>
Nombre: ANGIE LLANOS		

Reporte de servicio finalizado, cualquier inquietud comuníquese con nosotros, su satisfacción es nuestro compromiso!!

Al suscribir el presente documento declaro que he sido informado, que puedo consultar la Política de Tratamiento de Información publicada en www.tecnicaelectromedica.com