

12/08/2021

Se realiza entrega de bomba de infusion hawk med hawk - i1 SN: 04012793 Código Nipro 934 reparado por ingeniero de Nipro, esta bomba se encontraba con vidrio de display roto, se realiza cambio. Equipo queda funcionando correctamente. Hospitalizacion B2

Alejandro Barrera

Ledyeddyo



Pump door open method
In case of the machine can not open the pump door
1. Take out the cover of maintenance port.

1. Use Phillips screwdriver to loosen all screws, unscrew the second screw for 2-4 turns.

1. Hold the second screw and lift it up with tweezers, push it to the left to open the pump door.
Pump door open

hawkmed® hawk-i1
Dirección de infusión

Bomba de infusión

OK
STOP

BOLUS
CLEAR

SILENCE
POWER

OPEN