

PROCEDIMIENTO DE USO

- DESFIBRILACIÓN**
1. Ajuste el selector de ENERGÍA/MODO a la energía deseada.
 2. Aplique gel de contacto a las palas externas. Pulse la tecla CAR.
 3. Presione las palas contra el pecho del paciente y pulse ambas.
- DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA**

1. Fije el selector ENERGÍA/MODO en FIBRILACIÓN.
2. Seleccione FRECUENCIA DE ESTIMULACIÓN (epm).
3. Fije los electrodos de ECG y los electrodos de marcapasos al paciente.
4. Pulse la tecla ESTIMULACIÓN START/STOP para comenzar la estimulación.
5. Incremente la INTENSIDAD mientras observa el ECG.

PELIGRO
No use el desfibrilador en presencia de agentes inflamables u oxígeno concentrado.

ADVERTENCIA
El desfibrilador deberá ser usado únicamente por personal médico entrenado y cualificado. No toque al paciente durante la desfibrilación.

MARCAPASOS FRECUENCIA (epm)

MARCAPASOS INTENSIDAD (mA)

PULSO

START STOP

NIHON KOHDEN **ActiBiphasic cardiolife**

60 TEST Cancelar todas las alarmas 16:10

VF/VT x1

Mant. básico

- 1. Comprob. descarga
- 2. Comprob. batería
- 3. Comprob. registro
- 4. Comprob. de alarma
- 5. Comprob. voz
- 6. Pacing Check

200 mA ****

Cancel

TEC-5531E

1

15 20 30 50 70 100 150 200 270(J)

DESACTIVAR AED MONITOR CONFIG. APAGADO

MIC SINC

2 CARGA AED

02/08/2021 16:08:03 : ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ ☒ 16:08
VF/VT ☒
x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

0J ☒
☒
☒
☒
☒

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

Ringped FOR NIHON KOH

02/08/2021 16:09:15 : ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ ☒ 16:09
VF/VT ☒
x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

0J ☒
☒
☒
☒
☒

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

OH DEN FQS 50-3-100 / 50-2-100

Ringped FOR

02/08/2021 16:10:43 : ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ ☒ 16:10
VF/VT ☒
x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

0J ☒
☒
☒
☒
☒

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

Ringped FOR NIHON KOH

3-100 / 50-2-100

02/08/2021 16:11:57 : ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ ☒ 16:12
VF/VT ☒
x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

0J ☒
☒
☒
☒
☒

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

Ringped FOR NIHON KOH DEN FQS 50-3-100 / 50-2-100