

Nombre	DESFIBRILADOR	Activo fijo	06691		
Marca	NIHON KOHDEN	Ubicación	URGENCIAS-REANIMACION PEDIATRIA		
Modelo	TEC-5531E	Servicio	URGENCIAS		
Serie	03763	Fecha	17/05/2021	Nº Reporte:	

2. CLASE DE REPORTE				
	1	2	3	DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA
Mantenimiento programado				Equipo pide cambio de batería
Mantenimiento correctivo	X			
llamado de emergencia				

PUNTO DE INSPECCION	¿Se realiza actividad?			¿Cuál es su estado?			ACTIVIDAD REALIZADA
	SI	NO	N/A	B	R	M	
Verificación de estado físico	x			x			Se instala batería nueva, se resetea y se inicia test de batería el cual dura 6 horas, se deja terminar test al 100%. Se realiza verificación test inicial con batería nueva. Equipo recibe batería satisfactoriamente. Equipo queda funcionando correctamente
Verificación de accesorios	x					x	
Prueba de funcionamiento inicial	x				x		
Verificación del sistema eléctrico	x			x			
Verificación del sistema electrónico	x			x			
Verificación del sistema mecánico			x				
Verificación del sistema neumático			x				
Verificación del sistema óptico			x				
Verificación del sistema de control	x			x			
Verificación de conexiones	x			x			
Verificación del sistema de alarma y seguridad	x			x			
Verificación de sistemas visuales y auditivos	x			x			
Verificación del Software	x			x			
Prueba de funcionamiento Final	x			x			

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Batería 12 V 2800 mAh NI-MH REF BM06262	1

ESTADO FINAL DEL EQUIPO					OBSERVACIONES
¿Equipo funcionando correctamente?	SI	X	NO		
¿Equipo funcionando con limitaciones?	SI		NO	X	Equipo queda en correcto funcionamiento
¿Equipo puesto fuera de servicio?	SI		NO	X	
¿Se sugiere la baja del equipo?	SI		NO	X	


FIRMA Y/O SELLO DE RESPONSABLE DEL EQUIPO

Firma:

Nombre: *[Signature]*
Cargo: *Exp Jef Inv*
C.C.: *94377845*

17/5/2021 → 19/5/2021: Se recibe reporte del Señor Alejandra de mantenimiento quien informa que se realiza el cambio de batería y se realiza el test de 6 horas. Se entregó funcionando bien.

2021/05/18 07:45:12 : ID03763




Ringed FOR KOHDEN FQS 50-3-100 / 50-2-100

18/5/2021

7+45

Julio Cipriano

2021/05/19 07:30:48 : ID03763



KOHDEN FQS 50-3-100 / 50-2-100

Ringed FOR NIHO

19-5-21

Francely V'

7+35

8187

18/05/2021 08:06:01 ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ **06 04**

VF/VT x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

18-05-21
8+06
Yeni P.

ACTA DE APERTURA DEL CA

REVISADO: FECHA: 18 de Mayo/2021

RESPONSABLE: Cristina Mejia

SEMAFORIZACIÓN ROJA: Adrenalinas

☐ NO ☒ SI

SELLADO CON FALTANTE: CUALES:

☐ NO ☒ SI

FECHA APERTURA:

CODIGO AZUL

☒

#H.C: 1916

19/05/2021 07:05:18 ID02506

60 TEST Cancelar todas las alarmas ☒ **07 03**

VF/VT x1

Mant. básico

1. Comprob. descarga
2. Comprob. batería
3. Comprob. registro
4. Comprob. de alarma
5. Comprob. voz
6. Pacing Check

Mantenimiento básico OK

Forma de onda

19/05/21
7+06h
Alejandra.